


# あなたの聴こえづらいを解決します

## ClipOn

- 医療用補聴器と集音器の間に位置する、聴こえるをサポートするデバイスです。
- インテリジェントな音声加工により、聴こえづらい部分のみを調整します。
- 周囲の雑音を抑制することにより、聴こえの質を高めます。

### 中等、軽度難聴向けに特化し開発




【軽度、中度難聴の方が聴取しづらい周波数】

補聴器のように調整を必要としない方法は？

ClipOnならば、その問題を解決できます！  
周波数に特化した処理が得意なんです。

### 本商品で自然な音圧レベルまで補完




【聴こえ難い周波数の音圧昇圧機能搭載】

ユーザー毎にカスタマイズが必要ないので、  
幅広いユーザー様に直ぐにご利用頂けます。

独自技術で聴こえ難い周波数を自然な音量に  
調整します。

### 耳障りな環境雑音を自動低減処理



【低域の環境雑音音圧低減処理機能】

周波数帯域全体で音圧を昇圧し、  
環境雑音領域は逆に降圧処理を施しています。

# 補聴器や收音器との比較



ClipOn



※赤字は優位性がある箇所

項目	補聴器	收音器	ClipOn
形状	現状の形状が多い	耳掛式 骨伝導タイプ等	ポータブルプレーヤーのような <b>スタイリッシュな形状</b>
給電方式 持続時間	電池 1日8時間稼働で約3年	充電タイプ <sup>°</sup> 連続稼働8~10時間	充電タイプ <sup>°</sup> <b>連続稼働65時間</b>
音域音量 調整方法	専門店での調整作業必要 調整後の再設定等必要	アナログ版:音圧一括昇圧のみ デジタル版:音量調整機能あり	<b>特定周波数帯域の昇圧</b> <b>環境雑音低減機能</b> <b>屋外・屋内モード切替機能あり</b>
外部接続	不可	不可のものが多い 接続可能な商品あり	<b>スマートフォンとの接続可能</b> <b>技適番号 R210-163223</b>
その他機能	なし	なし	<b>イヤホンを専用カスタマイズ</b> <b>(聴こえやすくなる処理)</b>
参考価格 (税抜)	片耳 250,000円	<b>片耳 8,000円~25,000円</b>	片耳 26,000円 両耳タイプのイヤホンあり※ <sup>1</sup>

※<sup>1</sup> 両耳イヤホンタイプは別途お見積り イヤホンの長さ違いもございます。

## 主な仕様

主な項目	規格
動作時間	公称 65時間 使用状況による
充電時間	2時間
充電方法	USB-C端子による充電
充電電圧	公称 DC5V±10%
寸法	16(W)×26(D)×56(H)mm
重量	16g(本体のみ)
バリエーション	黒・白・桃

## 付属品

品名	個数
本体	1
イヤホン(片耳タイプ50cm)	1
USB-C充電ケーブル アダプタ含まず	1
専用ポーチ	1
スタートガイド	1
保証書(本体)	1

本商品は、株式会社マネージメントキューブの商品を きじびき・ハウスが代理店として販売しています。

●使用および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

本商品についてのお問い合わせは

**K KIJIBIKI HOUSE**

TEL **0467-73-0642** 担当 石倉 携帯 080-9584-1261  
E-mail : info@kijibikihouse.com

きじびき・ハウスは、みなさまの「あったらいいな」を実現いたします。  
お客様の問題解決のため、日々励んでおります。些細なことでもお困りのことがございましたら何なりとご相談ください。